



Soft ECC Brochure - En Español

¿Por qué usar el Soft-ECC® Device? ¿Qué es KYLON?

KYLON® es un tejido organizado individualmente con ganchos que frota suavemente con la fricción y simultáneamente se recoge la muestra dentro de las filas de ganchos y tela (como s cesta de la plataforma).

- Facilidad de uso insertar y girar para raspar suavemente, no la vieja "insertar y retirar" fuerte técnica mínimamente invasiva • diseño
- abundantes muestras histológicas: tejido simultánea de recogida y almacenamiento de la muestra para el transporte
- Proceso como es habitual para muestras endocervicales en el laboratorio. Durante los ajustes clínicos como la colposcopia o la evaluación del sangrado vaginal anormal, una biopsia del endocérnix puede ser indicado. Si existe una sospecha de neoplasia, la ECC-Soft® de vice con una patente HG fabric (KYLON®) en la punta cónica puede ser utilizado para recoger el tejido del endocérnix como alternative a otros dispositivos de curetaje. Este dispositivo está diseñado para proporcionar abundantes muestras de histología epitelial trans. Cuando se inserta cuidadosamente, el despuntado con forma cónica KYLON® cubiertas de tela y los bordes de la cabeza del dispositivo están diseñadas para adaptarse fácil y suavemente en el canal cervical.

El Soft-ECC® se frictionally excoriar la totalidad o parte de lacapa de epitelio glandular y escamoso del endocérnix, mientras simultáneamente recoger la muestra dentro de la canasta de filas de ganchos y tejido. Si todos o la mayoría de los pad KYLON® se inserta en el canal, un curetaje endocervical puede realizarse. Ahora hay dos tamaños de almohadilla para el ECC-Soft®.

La suave ECC-S® es una almohadilla de menor tamaño, diseñado para el llano, cortocircuito o cuello uterino estenótica.

Soft-ECC and® Soft-ECC-S®

1(:simple y suave enfoque de curetaje endocervical

Legrado endocervical con ECC-Soft®

Inspeccionar el cuello del útero tamaño para un ajuste apropiado. Al menos 1mm de diámetro o mayor es preferido.

Introducir suavemente la punta cónica en el centro del

SO endocervical, hasta que todos o al menos la mitad de los pad está dentro del canal.

Soft® device ECC se insertará suavemente y completamente dentro del canal cervical.

Dispositivo desprendida cabeza llena de tejido en frasco abundantes

Una vez que el pad está en el canal endocervical, presione el tejido contra la pared del canal y gire el dispositivo 360° en sentido de las agujas del reloj durante tres a cinco rotaciones, 360° en sentido contrario a las agujas del reloj durante tres a cinco rotaciones.

Separar la cabeza del dispositivo de palanca

Contraindicaciones:

El ECC-Soft Es contradicho para su uso durante el embarazo de sospecha de embarazo

Laboratorio:

Las muestras de tejido debe ser cuidadosa y completamente desde el KYLON removed fabri en el laboratorio y pueden ser processed y evaluadas con una norma técnica histológica. el espécimen contiene abundantes múltiples técnicas histológicas. La muestra contiene abundantes muestras de histología múltiples que pueden ser removed simplemente por el raspado de la KYLON fragments fuera de la almohadilla con una pequeña multa peine, cuchillo, o pinzas

Histologics™, LLC | 4095 E. La Palma Ave., Suite N, Anaheim, CA 92807 USA

Phone / Fax: 888-738-9757 | histologics@gmail.com

2008-2018 Copyright © Histologics™, LLC | All rights reserved.