



LAWNTON
Medizintechnik



DURACUT[®] ceramic Scheren
DURACUT[®] ceramic Scissors
DURACUT[®] ceramic Tijeras

DURACUT[®] ceramic Scheren mit Hartmetallschneiden

DURACUT[®] ceramic Scissors with tungsten carbide edges

DURACUT[®] ceramic Tijeras con filos de carburo tungsteno



- Eine Keramikbeschichtung zeichnet sich durch folgende Features aus:
 - Eine 4-5 fach höhere Oberflächenhärte garantiert in Verbindung mit aufgeschweißten Hartmetallschneiden eine wesentlich längere Standzeit von Schnitt- und Scherkanten.
 - Die elektrophysikalische Glättung sorgt für eine wesentlich bessere Gleitfähigkeit mit der Folge eines nur minimalen Abriebs sowie einer optimierten Korrosions- und Rostbeständigkeit.
 - Verbesserte Wirtschaftlichkeit infolge höherer Lebensdauer, verlängerter Instandsetzungsintervalle und verringertem Wartungsaufwand.
 - Dunkelbronzene Oberfläche und vergoldete Schraube als besondere Erkennungsmerkmale von DURACUT[®] ceramic Scheren.
- A ceramic coating is characterized by the following features:
 - In conjunction with welded-on, carbide cutting edges, a 4 to 5 times higher surface hardness ensures a significantly longer service life of cutting and shearing edges.
 - Electro-physical planing provides significantly higher sliding capability, resulting in a minimum amount of abrasion as well as optimized resistance to rust and corrosion.
 - Improved economy as a result of a longer service life, longer maintenance intervals, and decreased maintenance requirements.
 - Dark-bronze surface and gold-plated screw are special identifying features of DURACUT[®] ceramic scissors.
- Una capa de cerámica se caracteriza por lo siguiente:
 - En conjunción con los filos de carburo tungsteno fundidos, se alcanza la dureza de la superficie por 4 o 5 veces.
 - Por la alizadura electrofísica se mejora considerablemente la capacidad del deslizamiento, con el resultado de una abrasión mínima y una resistencia óptima contra corrosión y herrumbre.
 - Muy económico, debido a una larga duración de vida, intervalos largos de reparación y desminución del entretenimiento.
 - Identificación de las tijeras DURACUT[®] ceramic : Superficie de color opaco bronce con tronillo dorado.

DURACUT[®] ceramic Feine Scheren mit Hartmetallschneiden

DURACUT[®] ceramic Delicate Scissors with tungsten carbide edges

DURACUT[®] ceramic Tijeras finas con filos de carburo tungsteno



► 05-5450
11,5 cm, 4 1/2"



05-5455
11,5 cm, 4 1/2"

05-5450
- 05-5455

Irisscheren
Iris scissors
Tijeras para iridectomía



05-5459
11 cm, 4 3/8"

Irisschere
Iris scissors
Tijera para iridectomía



► 05-5460
14 cm, 5 1/2"



05-5461
14 cm, 5 1/2"

JOSEPH
05-5460
- 05-5461

Scheren für plastische Chirurgie
Plastic surgery scissors
Tijeras para operaciones plásticas



05-5475
15,5 cm, 6"

Schere für plastische Chirurgie, Blätter gezahnt
Plastic surgery scissors, blades serrated
Tijera para operaciones plásticas, hojas dentadas

DURACUT[®] ceramic Feine Scheren mit Hartmetallschneiden
 DURACUT[®] ceramic Delicate Scissors with tungsten carbide edges
 DURACUT[®] ceramic Tijeras finas con filos de carburo tungsteno



► 05-5480
16 cm, 6 1/4"

05-5481
16 cm, 6 1/4"

KELLY
05-5480
- 05-5481

Gefäß- und Fistelscheren
Vascular and fistula scissors
Tijeras para vasos y fistulas



► 05-5485
18,5 cm, 7 1/4"

05-5486
18,5 cm, 7 1/4"

KELLY
05-5485
- 05-5486

Gefäß- und Fistelscheren
Vascular and fistula scissors
Tijeras para vasos y fístulas



RAGNELL
05-5491
12,5 cm, 5"

Schere für plastische Chirurgie
Plastic surgery scissors
Tijera para operaciones plásticas



05-5541
15 cm, 6"

Schere für plastische Chirurgie
Plastic surgery scissors
Tijera para operaciones plásticas

DURACUT[®] ceramic Chirurgische Scheren mit Hartmetallschneiden

DURACUT[®] ceramic Surgical Scissors with tungsten carbide edges

DURACUT[®] ceramic Tijeras para cirugía con filos de carburo tungsteno



► 05-5501
14,5 cm, 5³/₄"



► 05-5500
14,5 cm, 5³/₄"



► 05-5504
14,5 cm, 5³/₄"



05-5503
14,5 cm, 5³/₄"



05-5502
14,5 cm, 5³/₄"



05-5505
14,5 cm, 5³/₄"



05-5501
- 05-5503

Standard Modelle
Standard patterns
modelos standard



05-5500
- 05-5502

Standard Modelle
Standard patterns
modelos standard



05-5504
- 05-5505

Standard Modelle
Standard patterns
modelos standard

DURACUT[®] ceramic Präparierscheren mit Hartmetallschneiden

DURACUT[®] ceramic Dissecting Scissors with tungsten carbide edges

DURACUT[®] ceramic Tijeras para preparaciones con filos de carburo tungsteno



05-5550
14,5 cm, 5³/₄"



▶ 05-5560
17 cm, 6³/₄"



05-5570
23 cm, 9"



MAYO
05-5550
- 05-5571



05-5551
14,5 cm, 5³/₄"



05-5561
17 cm, 6³/₄"



05-5571
23 cm, 9"

DURACUT[®] ceramic Präparierscheren mit Hartmetallschneiden

DURACUT[®] ceramic Dissecting Scissors with tungsten carbide edges

DURACUT[®] ceramic Tijeras para preparaciones con filos de carburo tungsteno



► 05-5555
14,5 cm, 5³/₄"



05-5565
17 cm, 6³/₄"



MAYO-STILLE
05-5555
- 05-5566



05-5556
14,5 cm, 5³/₄"



05-5566
17 cm, 6³/₄"

DURACUT[®] ceramic Präparierscheren mit Hartmetallschneiden

DURACUT[®] ceramic Dissecting Scissors with tungsten carbide edges

DURACUT[®] ceramic Tijeras para preparaciones con filos de carburo tungsteno



MAYO-HARRINGTON
05-5574
- 05-5577



► 05-5574
23 cm, 9"



05-5576
28 cm, 11"



05-5577
28 cm, 11"



LEXER
05-5584
- 05-5585



► 05-5584
16 cm, 6 1/4"



05-5585
16 cm, 6 1/4"

DURACUT[®] ceramic Präparierscheren mit Hartmetallschneiden

DURACUT[®] ceramic Dissecting Scissors with tungsten carbide edges

DURACUT[®] ceramic Tijeras para preparaciones con filos de carburo tungsteno



► 05-5580
16 cm, 6 1/4"



05-5582
21 cm, 8 1/4"



05-5581
16 cm, 6 1/4"



05-5583
21 cm, 8 1/4"

MAYO-LEXER
05-5580
- 05-5583



TOENNIS-ADSON
05-5579
17,5 cm, 7"



► 05-5465
11,5 cm, 4 1/2"



05-5466
11,5 cm, 4 1/2"

METZENBAUM
05-5465
- 05-5466

DURACUT[®] ceramic Präparierscheren mit Hartmetallschneiden

DURACUT[®] ceramic Dissecting Scissors with tungsten carbide edges

DURACUT[®] ceramic Tijeras para preparaciones con filos de carburo tungsteno



05-6000
14,5 cm, 5³/₄"



▶ 05-6002
18 cm, 7"



05-6004
20,5 cm, 8"



05-6006
23 cm, 9"



05-6001
14,5 cm, 5³/₄"



05-6003
18 cm, 7"



05-6005
20,5 cm, 8"



05-6007
23 cm, 9"



METZENBAUM
05-6000
- 05-6007

Standard-Modelle
Standard patterns
modelos standard

DURACUT[®] ceramic Präparierscheren mit Hartmetallschneiden

DURACUT[®] ceramic Dissecting Scissors with tungsten carbide edges

DURACUT[®] ceramic Tijeras para preparaciones con filos de carburo tungsteno



05-6010
14,5 cm, 5³/₄"



▶ 05-6020
18 cm, 7"



05-6040
20,5 cm, 8"



05-6060
23 cm, 9"



METZENBAUM
05-6010
- 05-6062

feine Modelle
delicate patterns
modelos finos



05-6012
14,5 cm, 5³/₄"



05-6022
18 cm, 7"



05-6042
20,5 cm, 8"



05-6062
23 cm, 9"

DURACUT[®] ceramic Präparierscheren mit Hartmetallschneiden

DURACUT[®] ceramic Dissecting Scissors with tungsten carbide edges

DURACUT[®] ceramic Tijeras para preparaciones con filos de carburo tungsteno



05-6011
14,5 cm, 5 3/4"



▶ 05-6021
18 cm, 7"



05-6041
20,5 cm, 8"



05-6061
23 cm, 9"



05-6013
14,5 cm, 5 3/4"



05-6023
18 cm, 7"



05-6043
20,5 cm, 8"



05-6063
23 cm, 9"



METZENBAUM
05-6011
- 05-6063

sehr feine Modelle
very delicate patterns
modelos muy finos

DURACUT[®] ceramic Präparierscheren mit Hartmetallschneiden

DURACUT[®] ceramic Dissecting Scissors with tungsten carbide edges

DURACUT[®] ceramic Tijeras para preparaciones con filos de carburo tungsteno



► 05-6072 26,0 cm, 10 1/4"
05-6074 28,5 cm, 11 1/4"

05-6076
30,5 cm, 12"



► 05-6082 26,0 cm, 10 1/4"
05-6084 28,5 cm, 11 1/4"



05-6073 26,0 cm, 10 1/4"
05-6075 28,5 cm, 11 1/4"

05-6077
30,5 cm, 12"



05-6083 26,0 cm, 10 1/4"
05-6085 28,5 cm, 11 1/4"



NELSON-METZENBAUM
05-6072
- 05-6077

Standard Modelle
Standard patterns
modelos standard



NELSON-METZENBAUM
05-6082
- 05-6085

feine Modelle
delicate patterns
modelos finos

DURACUT[®] ceramic Scheren mit Hartmetallschneiden
 DURACUT[®] ceramic Scissors with tungsten carbide edges
 DURACUT[®] ceramic Tijeras con filos de carburo tungsteno



1/2

METZENBAUM
 05-6064
 - 05-6068



1/1

► 05-6064
 18 cm, 7"



1/1

05-6066
 20,5 cm, 8"



1/1

05-6068
 23 cm, 9"

Präparierscheren • Dissecting scissors • Tijeras para preparaciones



1/2

METZENBAUM-THOREK
 05-5656
 - 05-5658



1/1

► 05-5656
 20 cm, 8"



1/1

05-5658
 22,5 cm, 9"



1/1

05-5657
 27,5 cm, 10³/₄"

Adnexscheren • Adnex scissors • Tijeras adnex

DURACUT[®] ceramic Zahnfleischscheren mit Hartmetallschneiden

DURACUT[®] ceramic Gum Scissors with tungsten carbide edges

DURACUT[®] ceramic Tijeras para encías con filos de carburo tungsteno



▶ 05-5470
13 cm, 5 1/8"

1/2

GOLDMANN-FOX
05-5470
- 05-5471



05-5471
13 cm, 5 1/8"



▶ 05-5476
13 cm, 5 1/8"

1/2

GOLDMANN-FOX
05-5476
- 05-5477



05-5477
13 cm, 5 1/8"

1 Blatt gezahnt
1 blade serrated
1 hoja dentada



1 Blatt gezahnt
1 blade serrated
1 hoja dentada

1/2

LOCKLIN
05-5472
16 cm, 6 1/4"



1 Blatt gezahnt
1 blade serrated
1 hoja dentada

1/2

LOCKLIN
05-5473
16 cm, 6 1/4"



1 Blatt gezahnt
1 blade serrated
1 hoja dentada

1/2

DEAN
05-5474
17 cm, 6 3/4"



DURACUT[®] ceramic Gefäßscheren mit Hartmetallschneiden
 DURACUT[®] ceramic Vessel Scissors with tungsten carbide edges
 DURACUT[®] ceramic Tijeras vasculares con filos de carburo tungsteno



30-6070
18 cm, 7"



30-6075
18 cm, 7"



▶ 30-6071
18 cm, 7"



▶ 30-6076
18 cm, 7"



30-6000
19 cm, 7 1/2"



30-6072
17,5 cm, 7"



30-6077
17,5 cm, 7"



30-6001
18,5 cm, 7 1/4"



30-6073
17 cm, 6 3/4"




30-6078
17 cm, 6 3/4"



30-6074
17 cm, 6 3/4"



30-6079
17 cm, 6 3/4"



▶ 30-6002
18 cm, 7"




HEGEMANN-DIETRICH
30-6070
- 30-6074



HEGEMANN-DIETRICH
30-6075
- 30-6079

1 Blatt gezahnt
1 blade serrated
1 hoja dentada



POTTS-SMITH
30-6000
- 30-6002

DURACUT[®] ceramic Gefäßscheren mit Hartmetallschneiden
 DURACUT[®] ceramic Vessel Scissors with tungsten carbide edges
 DURACUT[®] ceramic Tijeras vasculares con filos de carburo tungsteno



▶ 30-6005
19 cm, 7 1/2"



▶ 30-6010
23 cm, 9"



30-6006
18,5 cm, 7 1/4"



30-6011
22,5 cm, 9"



30-6007
18 cm, 7"



30-6012
22 cm, 8 3/4"



DE BAKEY
30-6005
- 30-6007



DE BAKEY
30-6010
- 30-6012

DURACUT[®] ceramic Nasenscheren mit Hartmetallschneiden
 DURACUT[®] ceramic Nasal Scissors with tungsten carbide edges
 DURACUT[®] ceramic Tijeras nasales con filos de carburo tungsteno



1 Blatt gezahnt
 1 blade serrated
 1 hoja dentada

KNIGHT
 05-5664
 17,5 cm, 7"



1 Blatt gezahnt
 1 blade serrated
 1 hoja dentada

HEYMANN
 05-5666
 18,5 cm, 7 1/4"



1 Blatt gezahnt
 1 blade serrated
 1 hoja dentada

FOMON
 05-5660
 14 cm, 5 1/2"



1 Blatt gezahnt
 1 blade serrated
 1 hoja dentada

COTTLE
 05-5662
 16 cm, 6 1/4"

DURACUT[®] ceramic Scheren mit Hartmetallschneiden

DURACUT[®] ceramic Scissors with tungsten carbide edges

DURACUT[®] ceramic Tijeras con filos de carburo tungsteno



CAPLAN
05-5668
20 cm, 8"

Septumschere, gezahnt
Septum scissors, serrated
Tijera para el tabique nasal,
dentada



BLESSING
05-5600
30 cm, 12"

Schere für die Rektumchirurgie. Die stumpfe Form erleichtert das Präparieren in der richtigen Schicht, wodurch das präsakrale Nervengeflecht besser geschont werden kann.


Scissors for rectal surgery. The blunt shape facilitates the preparation of the correct layer, so that the presacral neuroplexus can be better preserved.

Tijera para la cirugía del recto. La forma roma facilitó la preparación en la película precisa, por la cual se puede preservar mejor el neuroplexo presacral.



GORNEY
05-5670
21,5 cm, 8 1/2"

Septumschere, gezahnt
Septum scissors, serrated
Tijera para el tabique nasal,
dentada



DURACUT[®] ceramic Gynäkologische Scheren mit Hartmetallschneiden
 DURACUT[®] ceramic Gynaecological Scissors with tungsten carbide edges
 DURACUT[®] ceramic Tijeras para ginecología con filos de carburo tungsteno



SIMS
 05-5621
 - 05-5631

1/2



05-5621
 23 cm, 9"

1/1



► 05-5630
 20 cm, 8"

1/1



05-5631
 23 cm, 9"

1/1

Uterusscheren • Uterine scissors • Tijeras para el útero



05-5650
 - 05-5652

1/2



05-5650
 23 cm, 9"

1/1



► 05-5651
 22,5 cm, 9"

1/1



05-5652
 22 cm, 8³/₄"

1/1

Parametriumscheren • Parametrium scissors • Tijeras parametrium

DURACUT[®] ceramic Scheren mit Hartmetallschneiden
 DURACUT[®] ceramic Scissors with tungsten carbide edges
 DURACUT[®] ceramic Tijeras con filos de carburo tungsteno



05-5680
 19,5 cm, 7³/₄"
 Damm- (Episiotomie-) Schere, 1 Blatt gezahnt
 Perineum (episiotomy) scissors, 1 blade serrated
 Tijera para perineo (para episiotomia), 1 hoja dentada



UNIVERSAL
 05-5810
 12 cm, 4³/₄"
 Drahtschere, 1 Blatt gezahnt, für Drähte bis ø 0,8 mm geeignet
 Wire cutting scissors, 1 blade serrated, for wire drills up to ø 0.8 mm
 Cizalla para cortar alambre, 1 hoja dentada, para alambres hasta ø 0,8 mm



LISTER
 05-5850
 18 cm, 7"
 Verband- und Kleiderschere
 Bandage and cloth scissors
 Tijera para vendajes y ropa



BRUNS
 05-5970
 24 cm, 9¹/₂"
 Gipsschere
 Plaster-of-paris shears
 Cizalla para vendajes enyesados

Notizen
Notes
Notas

Nummernverzeichnis
 Index of Numbers
 Índice de números de referencias

Kat. Nr. Cat. No. No. Ref.	Seite Page Página
05-5450	1
05-5455	1
05-5459	1
05-5460	1
05-5461	1
05-5465	7
05-5466	7
05-5470	13
05-5471	13
05-5472	13
05-5473	13
05-5474	13
05-5475	1
05-5476	13
05-5477	13
05-5480	2
05-5481	2
05-5485	2
05-5486	2
05-5491	2
05-5500	3
05-5501	3
05-5502	3
05-5503	3
05-5504	3
05-5505	3
05-5541	2
05-5550	4
05-5551	4
05-5555	5
05-5556	5
05-5560	4
05-5561	4
05-5565	5
05-5566	5
05-5570	4
05-5571	4
05-5574	6
05-5576	6
05-5577	6
05-5579	7
05-5580	7
05-5581	7
05-5582	7
05-5583	7
05-5584	6
05-5585	6
05-5600	17

Kat. Nr. Cat. No. No. Ref.	Seite Page Página
05-5621	18
05-5630	18
05-5631	18
05-5650	18
05-5651	18
05-5652	18
05-5656	12
05-5657	12
05-5658	12
05-5660	16
05-5662	16
05-5664	16
05-5666	16
05-5668	17
05-5670	17
05-5680	19
05-5810	19
05-5850	19
05-5970	19
05-6000	8
05-6001	8
05-6002	8
05-6003	8
05-6004	8
05-6005	8
05-6006	8
05-6007	8
05-6010	9
05-6011	10
05-6012	9
05-6013	10
05-6020	9
05-6021	10
05-6022	9
05-6023	10
05-6040	9
05-6041	10
05-6042	9
05-6043	10
05-6060	9
05-6061	10
05-6062	9
05-6063	10
05-6064	12
05-6066	12
05-6068	12
05-6072	11
05-6073	11

Kat. Nr. Cat. No. No. Ref.	Seite Page Página
05-6074	11
05-6075	11
05-6076	11
05-6077	11
05-6082	11
05-6083	11
05-6084	11
05-6085	11
30-6000	14
30-6001	14
30-6002	14
30-6005	15
30-6006	15
30-6007	15
30-6010	15
30-6011	15
30-6012	15
30-6070	14
30-6071	14
30-6072	14
30-6073	14
30-6074	14
30-6075	14
30-6076	14
30-6077	14
30-6078	14
30-6079	14

Ihr Fachhändler:
Your distributor:
Su distribuidor:

No. 97/51/1 · Printed in Germany

LAWTON

Medizintechnik

LAWTON GmbH & Co. KG

Bahnhofstrasse 124

D-78532 Tuttlingen/Germany

Postfach 224

D-78503 Tuttlingen/Germany

Telefon: (07461) 92 73-0

Telex: 762 645 law d

Telefax: (07461) 7 76 74

Telegramm: Lawton Tuttlingen

E-Mail: Lawton@T-online.de

<http://www.lawton.de>