

# CIRUGIA ARGENTINA



catgut  
simple

# CATGUT SIMPLE

Obtenido por la torsión de filamentos de colágeno puro de serosa bovina. La sutura de Catgut Simple se presenta en sobre tipo blíster en una solución preservante que contribuye a minimizar el arrastre tisular y a mejorar el anudado.

## TIPO DE ABSORCIÓN

Por degradación enzimática.

## COLOR

Crema.

## ESTRUCTURA

Virtualmente Monofilamento.

## CALIBRES

USP 6/0 a USP 3.

## ESTERILIZACIÓN

Oxido de etileno.



## APLICACIÓN

El catgut simple está indicado en cirugía de tejidos internos, ligadura de vasos sanguíneos y aproximación de tejido celular subcutáneo.







## PRESENTACIÓN

- Disponible en cajas de 12 y 24 unidades.

# CATGUT SIMPLE


## REDONDA



AGUJA TAGUM	MATERIAL	LONGITUD	CALIBRE						
			5 - 0	4 - 0	3 - 0	2 - 0	0	1	2
<b>HR 20</b> $\frac{1}{2}$ circ. 20 mm. 	Catgut Simple	70 cm.	S0814.J	S0914.J					
<b>HR 25</b> $\frac{1}{2}$ circ. 25 mm. 	Catgut Simple	70 cm.		S0915.J	S1015.J	S1115.J	S1315.J	S1415.J	
<b>HR 30</b> $\frac{1}{2}$ circ. 30 mm. 	Catgut Simple	70 cm.			S1016.J	S1116.J	S1316.J		
<b>HR 35</b> $\frac{1}{2}$ circ. 35 mm. 	Catgut Simple	70 cm.			S1017.J	S1117.J	S1317.J	S1417.J	
<b>HR 40</b> $\frac{1}{2}$ circ. 40 mm. 	Catgut Simple	70 cm.				S1118.J	S1318.J	S1418.J	S1518.J
<b>HR 50</b> $\frac{1}{2}$ circ. 50 mm. 	Catgut Simple	90 cm.					S1346.L	S1446.L	

## CORTANTE



AGUJA TAGUM	MATERIAL	LONGITUD	CALIBRE						
			5 - 0	4 - 0	3 - 0	2 - 0	0	1	2
<b>HS 20</b> $\frac{1}{2}$ circ. 20 mm. 	Catgut Simple	70 cm.			S1006.J				

## SUTURAS SIN AGUJA

MATERIAL	LONGITUD	CALIBRE					
		4 - 0	3 - 0	2 - 0	0	1	2
Catgut Simple	150 cm.	S0901'P	S1001'P	S1101'P	S1301'P	S1401'P	S1501'P