

MW49

Simulador de Brazo Intravenoso III

El antiguo M50B-B se ha renovado para satisfacer una gama más amplia de requisitos de formación



CARACTERÍSTICAS

- 1 | Dos tipos de almohadillas de inyección para la colocación de la línea venosa (antebrazo/dorso de la mano)
- 2 | Dos tipos de almohadillas de inyección para fosa cubital (normal y durable)
- 3 | Manga con anatomía de los vasos del brazo para una comprensión visual

TECNICAS

- | Comprensión anatómica del brazo
- | Extracción de sangre con tubo de vacío
- | Palpación /Inyección intravenosa
- | Colocación de cánula IV e infusión por goteo
- | Recolección de sangre con jeringa
- | /Confirmación del flujo de retorno

Dos tipos de almohadillas de inyección para fosa cubital - funcionan con bomba de circulación




Almohadilla para el dorso de la mano



Almohadilla ventral/dorsal del antebrazo

Cuatro áreas de sitios de punción



Dos tipos de almohadillas de inyección para la colocación de líneas venosas - funcionan con botes/soportes



Almohadilla normal

Sensación realista.
Textura, sensación y resistencia a la aguja.
Tres líneas venosas accesibles representan vena basilíca, vena mediana, y vena céfalica.

Almohadilla durable

Almohadilla de entrenamiento duradera para maximizar oportunidades de entrenamiento. Materiales de tejido de larga duración.
Ambas caras de la almohadilla contienen dos líneas venosas para entrenamiento.

ESPECIFICACIONES

Size : A25 x P11x A3 cm

Power : AC100-240V 50/60Hz
Power Consumption : 5W

CONTENIDO DEL JUEGO

- | | |
|---|---|
| 2 modelo de brazo | 1 bomba de circulación con frasco de plástico |
| 2 soporte de apoyo | 2 botella con soporte (para sangre sim) |
| 2 almohadilla de inyección (almohadilla normal) | 1 sangre simulada (paquete de 10 hisopos) |
| 2 almohadilla de inyección (almohadilla durable) | 2 Mangas con anatomía de los vasos del brazo |
| 4 almohadilla de inyección (antebrazo/antebraquial) | 1 caja de almacenamiento |
| 2 almohadilla de inyección (dorso de la mano) | 1 manual de instrucciones |

DESCRIPCION

REPUESTOS

- 11267-300-03 Almohadilla R (juego de 2)
- 11430-020 Almohadilla D (juego de 2)
- 11388-200 almohadilla para antebrazo/antebraquial (juego de 2)
- 11388-300 almohadilla para el dorso de la mano (juego de 2)
- 11267-300-02 soporte de apoyo
- 11267-300-05 bomba de circulación
- 11388-400 10 bastoncillos de algodón rojo
- 11430-010 manga con anatomía de los vasos del brazo

INSTRUMENTOS RECOMENDADOS

- cánula IV 23G
- aguja 23G
- aguja mariposa 23G