



LINEA  
DENTAL

eufar®  
30 años

- 
- Colombia
  - Aruba y Curaçao
  - Bolivia
  - Chile
  - Costa Rica
  - Cuba
  - Ecuador
  - El Salvador
  - Guatemala
  - Honduras
  - México
  - Panamá
  - Paraguay
  - Perú
  - República Dominicana
  - Venezuela

**Soluciones**  
de verdad  
para una  
**vida mejor**

Importado por:

**ZEYCO**<sup>®</sup>

Camino a Sta. Ana Tepetitlán No. 2230

Santa Ana Tepetitlán Zapopan, Jalisco, C.P. 45230 México

Tel/Fax: +52 (33) 3208-3800 Lada sin costo: 01-800-800-ZEY CO

**eufar**<sup>®</sup>  
30 años

Planta y Oficinas  
Calle 137 No. 52A - 36  
Tel (571) 625 4455  
Fax (571) 258 1721  
Bogota • Colombia

## Perifar® Superficies

Detergente alcalino desengrasante y descontaminante concentrado



ÿ Se utiliza para lavar todo tipo de materiales (instrumental metálico, plástico, vidrio) e instalaciones, antes de los procesos de desinfección en el campo médico, odontológico, bacteriológico y afines.

ÿ Contiene agente antioxidante.

ÿ pH alcalino.

ÿ Ideal para remover grasa y material orgánico.

ÿ Inodoro y Biodegradable.

Rendimiento: 500 mL = 10 litros  
1 Galón = 7,6 litros



Presentaciones: Galón (3,8 L) y Frasco 500 mL

## Perifar® Autoclaves

Detergente limpiador concentrado



ÿ Garantiza la remoción eficiente de residuos orgánicos en cámara y reservorio

ÿ Evita la calcificación de sales minerales en la tubería y el filtro.

ÿ Evita la corrosión del Autoclave gracias a sus compuestos antioxidantes.

ÿ Minimiza el servicio técnico y garantiza los óptimos resultados posteriores de esterilización.

ÿ Descontamina, gracias a su pH alcalino logrando una efectiva acción bacteriostática.

Rendimiento: 500 mL = 16,6 litros  
83 aplicaciones aprox. en AUTOCLAVES de mesa  
90 mL = 3 litros preparados  
15 aplicaciones aprox. en AUTOCLAVES de mesa



Presentaciones : Frasco 90 y 500 mL

## Eucida Advance®

Desinfectante de rápida acción para dispositivos médicos



ÿ Solución de Alcohol Etilico 80%, ideal para desinfectar en sólo 5 minutos instrumentos y equipos. Realice limpieza previa.

ÿ Actúa desnaturizando las proteínas, deshidratando las células bacterianas y disolviendo material orgánico.

ÿ Evita la transmisión de agentes infecciosos entre pacientes.

ÿ No deja residuos y no requiere enjuague.

ÿ Producto listo para usar por aspersión.

Rendimiento aproximado: 240 mL = 1.600 aspersiones



Presentación: Frasco 240 mL



## Ácido Fluorhídrico 9.6%

Gel grabador de por celana o cerámica dental

Es un ácido fuerte, tóxico, corrosivo, en gel, de color amarillo, preparado para ser utilizado en procesos de restauración de porcelana, donde se requiera grabar la superficie, antes de iniciar procesos de adhesión.



Presentación: Jeringa 2 g



## Ditonos<sup>®</sup>

Revelador de placa bacteriana antigua y nueva

Solución colorante utilizada para detectar placa calcificada, la cual se pigmenta de color oscuro y placa blanda, la cual presenta pigmentación rosado intenso. Lavable y no pigmenta los dientes.



Presentación: Frasco 10 mL (Rinde 50 aplicaciones)



## Detarfar® Prophylax

### Profilaxis y desmanchado dental

Bicarbonato de Sodio para Profilaxis y desmanchado dental.  
Polvo fino, 0.05 micras.  
Para uso en equipos de profilaxis dental y de irrigación endodóntica.  
Efectivo para retirar la placa bacteriana.  
Excelente sustituto de piedra pómez que evita rayar el esmalte.



Presentación: Frasco 120 g

## Tinfar®

### Cariostático

### Fluoruro de estaño 0.8%



Favorece los procesos de remineralización dental. Cambia la estructura cristalina de la hidroxapatita presente en el esmalte y la dentina (previene proceso carioso).  
Disminuye la sensibilidad dental.



Presentación: Frasco 7 mL



## Xilol®

### Desengrasante de superficies

Disuelve la gutapercha en la desobturación de conductos radiculares, facilitando el ablandamiento rápido y limpieza de la cámara pulpar, en procedimientos endodónticos o restaurativos.



Presentación: Frasco 15 mL.



Pasta suave, reabsorbible, indicada en el tratamiento preventivo y curativo de la alveolitis, después de la exodoncia. Contiene yodopovidona, eugenol y benzocaina.

## Alvofar® Plus

Control de  
la Alveolitis

Presentaciones: Tarro 10 g y Jeringa 5 g



## Calcifar® P

Pasta radio-opaca  
con hidróxido de calcio

Actúa como desinfectante intraconducto, de pH alcalino, es inhibidor bacteriano y no endurece. Induce diferentes grados de reparación de tejidos y actúa en su preservación.



Presentación: Jeringa 2 g